

調剤用電子天びん

PJ series





PJ-302W/PJ-602W



PJ-2202H

使いやすさを追求したデザイン

風袋引きボタンを操作部の左右2箇所に配置！状況に合わせてご利用いただけます



高速応答

音叉式力センサの信号処理が高速化を実現！

安定所要時間が約1/2になりました※

※当社同等品比較

安心の5年保証

長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだから

できたセンサメカユニットの5年間保証です

音叉センサ
5年保証

3電源方式で駆動可能

電源は「AC100V」「乾電池(単三4本)」「パソコンUSB※」

の3方式

計量環境に合わせてご利用いただけます

※専用ドライバーをインストールしたPCのみ



■ 共通仕様

風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
スパン調整 内蔵分銅による半自動スパン調整 (PJ-2202H のみ)
はかり機能 重量モード、個数モード
過負荷時表示 ひょう量 +9e 超過時に「OVER ERROR」表示
温湿度範囲 5～35℃、80Rh 以下 (但し結露のないこと)
電源 AC100V・・・専用 AC アダプタ
乾電池・・・単三乾電池4本 (別売)
USB バスパワー (専用のドライバーのインストールが必要)
※アルカリ乾電池4本 バックライト設定値: OFF、外部出力動作: 停止時 約150時間駆動
出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub9P)・USB 出力 (TYPE B) 標準装備

調剤秤量監査システムと 接続可能



調剤秤量監査システム「DJM-PLUSIII」
オープン価格

- 調剤過誤要因の最も重要な自己確認を感覚認識と複数チェックで調剤ミスのリスク対策を支援
- タッチパネルで簡単操作、導入したその日から使えます

型 式	PJ-302W		PJ-602W		PJ-2202H
ひょう量(Max)	300g	20g	600g	20g	2200g
使用範囲	0.2g～300g	0.02g～20g	0.2g～600g	0.02g～20g	0.5g～2200g
目 量 (e)	0.1g	0.01g	0.1g	0.01g	0.1g
実目量 (d)	0.01g	0.001g	0.01g	0.001g	0.01g
精度等級	3 級	2 級	3 級	2 級	2 級
計量皿寸法	φ140mm		φ140mm		180 x 160mm
外形寸法(WDH)	180 x 233 x 74mm		180 x 233 x 74mm		190 x 259 x 86mm
税抜価格	¥77,800		¥79,800		¥94,000

製品改良にともない予告なく仕様・外觀などを変更させていただく場合があります

未来をはかる――

新光電子株式会社

本 社 ・ 東 京 〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-11
TEL.03-3831-1051 FAX.03-3831-9659
関 西 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2
TEL.078-921-2551 FAX.078-921-2552
名 古 屋 〒451-0051 名古屋市中区則武新町3-7-6
TEL.052-561-1138 FAX.052-561-1158

〔開発・製造〕つくば事業所

URL <http://www.vibra.co.jp>

E-mail info@vibra.co.jp



指定製造事業者
指定番号020802



JQA-2834
TSUKUBA



REGISTERED ORGANIZATION
No.E2401-ISO 14001
本社・つくば・関西

●代理店名